

Deux nouveaux défibrillateurs dans l'assortiment de Galexis

Les troubles du rythme cardiaque sont un phénomène fréquent. En cas d'arrêt cardiaque mettant la vie en danger, les défibrillateurs revêtent une importance décisive pour éviter un manque d'oxygène grâce à une application rapide. Galexis a ajouté deux nouveaux modèles de ces « Life Savers » à son assortiment d'urgence.

Les premiers secours font appel à des défibrillateurs automatisés externes (DAE). Ils sont faciles à utiliser afin que les non-spécialistes puissent également s'en servir. En effet, les DAE seuls ne peuvent pas sauver des vies. C'est l'homme (le secouriste) qui s'en charge lors de la réanimation à l'aide d'un défibrillateur.

Après l'achat d'un DAE, il est important de tenir compte des points suivants :

1. Le DAE doit toujours être prêt à l'emploi. C'est pourquoi il est essentiel de procéder à une inspection régulière.
2. Le logiciel de gestion de programme aide à suivre et à documenter les dates d'expiration des batteries et des électrodes.
3. Les secouristes doivent recevoir une formation pour savoir comment utiliser un DAE.
4. Un plan d'action les aide à agir correctement avant, pendant et après une situation d'urgence.
5. Un défibrillateur doit toujours être bien visible et rapidement accessible. À cet effet, il est recommandé d'utiliser des supports muraux, des panneaux et des autocollants indiquant où il se trouve. Galexis propose les deux variantes.

Galexis a ajouté deux nouveaux défibrillateurs à son assortiment d'urgence, un classique qui a fait ses preuves et un modèle plus abordable en termes de prix. Les clientes et les clients peuvent décider eux-mêmes quel produit correspond le mieux à leurs besoins en matière de fonctionnalités, de facilité d'utilisation ainsi que de coûts d'acquisition et d'entretien. Galexis se fait un plaisir de les aider à prendre leur décision.

Felicia Kallert, Product Manager Medical chez Galexis, a analysé le marché. Elle a évalué ces deux produits et les a intégrés dans l'assortiment après avoir clarifié les besoins de la clientèle.

« L'AED Plus » est un appareil bien connu dans l'assortiment des défibrillateurs de la marque Zoll. « BeneHeart C1A » est un générateur de choc équivalent de la marque Mindray, bien connue en Europe pour les CTG, les ultrasons et les ECG.

Les services de Galexis

Le service de Galexis pour ces offres au prix exceptionnel ne comprend pas seulement la livraison, mais aussi le support médical et la formation sur l'appareil. Selon l'endroit où ils sont placés, les défibrillateurs doivent également être résistants aux influences extérieures. À cet effet, Galexis propose également des supports robustes pour l'extérieur qui disposent d'une fonction de chauffage pour les saisons froides.



Modèle	AED Plus de ZOLL	Mindray BeneHeart C1A
Prix	*CHF 1'850 hors TVA	*CHF 995 hors TVA
Entièrement automatisé	✓	✓
Adapté pour	Adultes et enfants	Adultes et enfants
Simplicité d'utilisation	Convient aux non-spécialistes	Convient aux non-spécialistes
Garantie	7 ans	8 ans
Délai de livraison	Disponible immédiatement	Disponible immédiatement
Contenu de la livraison	Électrodes avec feed-back RCP intégré, kit d'urgence, piles au lithium, sac de transport	Électrodes, pile longue durée
Accessoires	Support mural AED Plus de ZOLL, coffret mural ProCase de ZOLL pour montage extérieur avec chauffage ou refroidissement intégré.	Sac à dos Mindray BeneHeart en rouge, support mural Mindray BeneHeart Rotaid Solid Plus Heat LEAD AED, armoire extérieure avec dispositif de chauffage intégré.



Felicia Kallert
Product Manager Medical